

**Антибиотики, антимикотики и бактериофаги, используемые в лаборатории
«Юнилаб»**

Список антибактериальных препаратов:

Стафилококки, кроме метициллин-резистентных
Амоксициллин
Амоксициллин/клавулановая кислота
Ампициллин
Азитромицин
Кларитромицин
Клиндамицин
Нафциллин
Оксациллин
Цефазолин
Цефаклор
Цефуросим
Цефадроксил
Цефалексин
Цефепим
Цефтриаксон
Цефепим
Цефтриаксон
Дориценем
Эртапенем
Имипенем
Меропенем
Тикарциллин
Пиперациллин
Гентамицин
Норфлоксацин
Левифлоксацин
Ципрофлоксацин
Моксифлоксацин
Нитрофурантоин (только для <i>S. saprophyticus</i> , в моче)
Стафилококки (<i>Staphylococcus</i> group), метициллин-резистентные
Амоксициллин
Амоксициллин/клавулановая кислота
Ампициллин
Азитромицин
Кларитромицин
Клиндамицин
Нафциллин
Оксациллин
Цефазолин
Цефаклор
Цефуросим
Цефадроксил
Цефалексин
Цефепим

Цефтриаксон
Цефепим
Цефтриаксон
Дорипенем
Эртапенем
Имипенем
Меропенем
Тикарциллин
Пиперациллин
Гентамицин
Норфлоксацин
Левифлоксацин
Ципрофлоксацин
Моксифлоксацин
Нитрофурантоин (только для <i>S. saprophyticus</i> , в моче)
Триметоприм/сульфаметоксазол
Линезолид
Ванкомицин
Амикацин
Тобрамицин
Тетрациклин
Неферментирующие грамотрицательные бактерии:
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
Амикацин
Левифлоксацин
Меропенем
Тобрамицин
Цефепим
Цефтазидим
Ципрофлоксацин
<i>Acinetobacter spp.</i>
Амикацин
Гентамицин
Имипенем
Меропенем
Левифлоксацин
Тобрамицин
Триметоприм/сульфаметоксазол
Ципрофлоксацин
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i> (перечень АМП максимально возможный)
Триметоприм/сульфаметоксазол
Энтеробактерии (Enterobacterales), кроме мочевых, кишечных инфекций
Ампициллин
Амоксициллин
Амоксициллин/клавулановая кислота
Цефуроксим
Цефотаксим
Цефтриаксон
Левифлоксацин
Моксифлоксацин

Цефтазидим
Цефепим
Триметоприм/сульфаметоксазол
Энтеробактерии (Enterobacterales), у которых обнаружены ESBL+
Ампициллин
Амоксициллин
Амоксициллин/клавулановая кислота
Цефуроксим
Цефотаксим
Цефтриаксон
Левифлоксацин
Моксифлоксацин
Цефтазидим
Цефепим
Триметоприм/сульфаметоксазол
Амикацин
Меропенем
Эртапенем
Имипенем
Гентамицин
Азтреонам
Колистин
Энтеробактерии (Enterobacterales) при ИМПЦ
Ампициллин
Амоксициллин
Амоксициллин/клавулановая кислота
Цефуроксим
Цефотаксим
Цефтриаксон
Левифлоксацин
Цефтазидим
Цефепим
Триметоприм/сульфаметоксазол
Норфлоксацин
Цефиксим
Нитрофурантоин
Нитроксолин
Фосфомицин
Энтеробактерии (Enterobacterales) при кишечных инфекциях
Амоксициллин/клавулановая кислота
Цефуроксим
Цефтазидим
Цефотаксим
Левифлоксацин
Патогенные энтеробактерии, Salmonella spp. (перечень АМП является максимально возможным)
Цефотаксим
Цефтриаксон
Меропенем
Пефлоксацин

Триметоприм/сульфаметоксазол
Ципрофлоксацин
Б-гемолитические стрептококки (группа А: <i>S. pyogenes</i>; группа В: <i>S. agalactiae</i>; группа С: <i>S. dysgalactiae</i>, <i>S. equi</i>); группа G: <i>S. dysgalactiae</i>, <i>S. canis</i>. <i>S. dysgalactiae</i> включает подвиды <i>equisimilis</i> и <i>dysgalactiae</i>, <i>S. equi</i> включает подвиды <i>equi</i> и <i>zooepidemicus</i>)
Клиндамицин
Эритромицин
Норфлоксацин
Бензилпенициллин
Нитрофурантоин (только <i>S. agalactiae</i> в моче)
Азитромицин
Кларитромицин
Моксифлоксацин
Левифлоксацин
Ампициллин
Амоксициллин/клавулановая кислота
Пиперациллин
Амоксициллин
Пиперациллин/тазобактам
Цефаклор
Цефадроксил
Цефалексин
Цефазолин
Цефепим
Цефотаксим
Цефтаролин
Цефтибутен
Цефтриаксон
Цефуроксим
Имипенем
Меропенем
Эртапенем
Ампициллин/сульбактам
Зеленящие стрептококки из стерильных полостей (группа <i>S. anginosus</i>: <i>S. anginosus</i>, <i>S. constellatus</i>, <i>S. intermedius</i>; группа <i>S. mitis</i>: <i>S. australis</i>, <i>S. cristatus</i>, <i>S. infantis</i>, <i>S. mitis</i>, <i>S. oligofermentans</i>, <i>S. oralis</i>, <i>S. peroris</i>, <i>S. pseudopneumoniae</i>, <i>S. sinensis</i>; группа <i>S. sanguinis</i>: <i>S. sanguinis</i>, <i>S. parasanguinis</i>, <i>S. gordonii</i>; группа <i>S. bovis</i>: <i>S. equinus</i>, <i>S. gallolyticus</i> (<i>S. bovis</i>), <i>S. infantarius</i>; группа <i>S. salivarius</i>: <i>S. salivarius</i>, <i>S. vestibularis</i>, <i>S. thermophilus</i>; группа <i>S. mutans</i>: <i>S. mutans</i>, <i>S. sobrinus</i>)
Клиндамицин
Бензилпенициллин
Ампициллин
Амоксициллин/клавулановая кислота
Пиперациллин
Амоксициллин
Пиперациллин/тазобактам
Цефепим
Цефотаксим
Цефтриаксон

Цефуроксим
Имипенем
Меропенем
Эртапенем
Ампициллин/ сульбактам
Пневмококк (<i>Streptococcus pneumoniae</i>)
Бензилпенициллин
Ампициллин
Ампициллин/сульбактам
Амоксициллин
Амоксициллин/клавулановая кислота
Пиперациллин
Пиперациллин/тазобактам
Цефепим
Цефотаксим
Цефтриаксон
цефуроксим
Эртапенем
Имипенем
Меропенем
Левифлоксацин
Норфлоксацин
Ципрофлоксацин
Моксифлоксацин
Ванкомицин
Тетрациклин
Линезолид
Эритромицин
Кларитромицин
Азитромицин
Клиндамицин
Энтерококк (<i>Enterococcus</i>)
Ванкомицин
Норфлоксацин (только при ИМП)
Гентамицин
Левифлоксацин (только при ИМП)
Амоксициллин
Ампициллин
Ампициллин/сульбактам
Амоксициллин/клавулановая кислота
Нитрофурантоин (только при ИМП)
Ципрофлоксацин (только при ИМП)
Коринебактерии (<i>Corynebacterium</i> sp.) (перечень АМП является максимально возможным)
Моксифлоксацин
Бензилпенициллин
Линезолид
Ципрофлоксацин
Ванкомицин
Клиндамицин
Тетрациклин

Moraxella catarrhalis
Амоксициллин/клавулановая кислота
Цефуроксим
Эритромицин
Цефиксим
Цефотаксим
Азитромицин
Кларитромицин
Ципрофлоксацин
Левифлоксацин
Моксифлоксацин
Офлоксацин
Гемофилы (Haemophilus)
Бензилпенициллин
Тетрациклин
Триметоприм/сульфаметоксазол
Амоксициллин/клавулановая кислота
Ампициллин
Амоксициллин
Пиперациллин
Пиперациллин/тазобактам
Цефепим
Цефиксим
Цефотаксим
Цефтриаксон
Цефутоксим
Имипенем
Меропенем
Эртапенем
Ципрофлоксацин
Левифлоксацин
Офлоксацин
Моксифлоксацин
Achromobacter xylosoxidans
Меропенем
Триметоприм/сульфаметоксазол
Aeromonas spp.
Цефепим
Цефтазидим
Азтреонам
Ципрофлоксацин
Левифлоксацин
Триметоприм/сульфаметоксазол
Bacillus spp. (кроме B. anthracis)
Ципрофлоксацин
Левифлоксацин
Норфлоксацин
Ванкомицин
Эритромицин

Клиндамицин
Pasteurella spp.
Бензилпенициллин
Ампициллин
Амоксициллин/клавулановая кислота
Цефотаксим
Левифлоксацин
Ципрофлоксацин
Тетрациклин
Триметоприм/сульфаметоксазол

Список антимикотических препаратов (Грибы рода *Candida*):

Диско-диффузионным методом	Если <i>Candida</i> резистентная, то Fungitest Биорад, Франция
Флуконазол	Амфотерицин В
Вориконазол	Флуконазол
	Кетоконазол
	Итраконазол
	Флуцитозин
	Миконазол

Список препаратов бактериофагов, используемых при определении чувствительности для отдельных видов бактерий в исследованиях различных видов биоматериалов:

<i>Klebsiella pneumoniae</i>
Клебсифаг Бактериофаг бактерий клебсиелл, однокомпонентный АО «НПО»Микроген», Россия
Секстафаг Пиобактериофаг поливалентный, АО «НПО»Микроген», Россия
Пиобактериофаг поливалентный очищенный АО «НПО»Микроген», Россия
<i>Klebsiella ozaenae</i>
Клебсифаг Бактериофаг бактерий клебсиелл, однокомпонентный АО «НПО»Микроген», Россия
<i>Klebsiella rhinoscleromatis</i>
Клебсифаг Бактериофаг бактерий клебсиелл, однокомпонентный АО «НПО»Микроген», Россия
<i>Staphylococcus aureus</i>
Пиобактериофаг поливалентный очищенный АО «НПО»Микроген», Россия
Секстафаг Пиобактериофаг поливалентный, АО «НПО»Микроген», Россия
Интестифаг АО «НПО»Микроген», Россия
Стафилофаг, АО «НПО»Микроген», Россия
Стафилококки, кроме <i>Staphylococcus aureus</i>
Стафилофаг, АО «НПО»Микроген», Россия
Секстафаг Пиобактериофаг поливалентный, АО «НПО»Микроген», Россия
Пиобактериофаг поливалентный очищенный АО «НПО»Микроген», Россия
Интестифаг АО «НПО»Микроген», Россия
Стрептококки
Стрептофаг АО «НПО»Микроген», Россия
Пиобактериофаг поливалентный очищенный АО «НПО»Микроген», Россия
Секстафаг Пиобактериофаг поливалентный, АО «НПО»Микроген», Россия
Энтерококки
Стрептофаг АО «НПО»Микроген», Россия

Пиобактериофаг поливалентный очищенный АО «НПО»Микроген», Россия
Секстафаг Пиобактериофаг поливалентный, АО «НПО»Микроген», Россия
Pseudomonas aeruginosa
Секстафаг Пиобактериофаг поливалентный, АО «НПО»Микроген», Россия
Пиобактериофаг поливалентный очищенный АО «НПО»Микроген», Россия
Бактериофаг псевдомонас аеругиноза (синегнойный), АО «НПО»Микроген», Россия
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris
Бактериофаг колипротейный, АО «НПО»Микроген», Россия
Пиобактериофаг поливалентный очищенный АО «НПО»Микроген», Россия
Секстафаг Пиобактериофаг поливалентный, АО «НПО»Микроген», Россия
Интестифаг АО «НПО»Микроген», Россия
Сальмонеллы
Интестифаг АО «НПО»Микроген», Россия
Escherichia coli
Бактериофаг колипротейный, АО «НПО»Микроген», Россия
Пиобактериофаг поливалентный очищенный АО «НПО»Микроген», Россия
Секстафаг Пиобактериофаг поливалентный, АО «НПО»Микроген», Россия
Интестифаг АО «НПО»Микроген», Россия