

ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО:

Возраст:

Дата взятия биоматериала:

Локус взятия биоматериала:

Идентификатор образца:

Врач:

Итоговый результат



- Состояние микробиоты - **эубиоз**: доминирует нормальная микробиота, относительно количество *Lactobacillus* spp. 100% (*L. crispatus*, *L. jensenii*/*L. mulieris*), *Bifidobacterium* spp. < 1%.
- Патогенные микроорганизмы не обнаружены.

Контрольные показатели

	Ig ГЗ/мл	Референс
Геномная ДНК человека	6,3	≥ 3,5
Общее количество бактерий	7,1	≥ 4,0

■ Нормобиота

■ Аэробы

■ Анаэробы

■ Микоплазмы

нижний порог нормы 80%

Состояние микробиоты

	Ig ГЗ/мл	%	Референс	1%	10%	100%
НОРМОБИОТА, общая доля		85-100%	≥ 80%			
<i>Lactobacillus</i> spp. ¹	7,1	85-100%				
<i>Bifidobacterium</i> spp.	< 3,0	< 1%				
АЭРОБЫ, общая доля		0%				
<i>Staphylococcus</i> spp.	—	—				
<i>Streptococcus</i> spp. ²	—	—				
<i>Enterobacteriaceae</i>	—	—				
<i>Enterococcus</i> spp.	—	—				
<i>Haemophilus</i> spp.	< 3,0	< 1%				
АНАЭРОБЫ, общая доля		< 1%				
<i>Gardnerella vaginalis</i>	—	—				
<i>Fannyhessea (Atopobium) vaginae</i>	—	—				
<i>Mobiluncus</i> spp.	—	—				
<i>Anaerococcus</i> spp.	—	—				
<i>Peptostreptococcus</i> spp.	< 3,0	< 1%				
<i>Bacteroides</i> spp./ <i>Porphyromonas</i> spp./ <i>Prevotella</i> spp.	—	—				
<i>Sneathia</i> spp./ <i>Leptotrichia</i> spp./ <i>Fusobacterium</i> spp.	—	—				
<i>Megasphaera</i> spp./ <i>Veillonella</i> spp./ <i>Dialister</i> spp.	< 3,0	< 1%				
BVAB1/BVAB2/BVAB3	< 3,0	< 1%				
МИКОПЛАЗМЫ, общая доля		0%				
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	—	—	< 4,0 Ig			
<i>Ureaplasma parvum</i>	—	—	< 4,0 Ig			
<i>Mycoplasma hominis</i>	—	—	< 4,0 Ig			

¹ *Lactobacillus* spp.

Ig ГЗ/мл

Доля вида в *Lactobacillus* spp.

L. crispatus

6,4

20%

L. gasseri/*L. paragasseri*

—

—

L. jensenii/*L. mulieris*

5,6

3%

L. iners

—

—

Дрожжевые грибы

Ig ГЗ/мл

Референс

Candida spp.

< 4,0

Candida albicans

< 4,0

² **Стрептококк группы В**

см. прим.

Streptococcus agalactiae

—

ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО:

Идентификатор образца:

Патогены

ОБЛИГАТНЫЕ ПАТОГЕНЫ

	Результат	Ig G3/мл	Референс
<i>Chlamydia trachomatis</i>	—	—	—
<i>Mycoplasma genitalium</i>	—	—	—
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	—	—	—
<i>Trichomonas vaginalis</i>	—	—	—

ГЕРПЕСВИРУСЫ

HSV-1	—	—	—
HSV-2	—	—	—
CMV	—	—	—

ВИРУСЫ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)

HPV 16	—	—	—
HPV 18	—	—	—
HPV 45	—	—	—
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68	—	—	—

ВАЖНО!

Итоговый результат формируется при указании локуса взятия биоматериала (V, C).
Интерпретация результата исследования проводится только лечащим врачом!



Дата выполнения исследования:

Исследование выполнил

Иванюхина О.Ю.
ФИО

Подпись

Заведующий лабораторией

Пугачева Н.М.
ФИО

Подпись

Примечания

HPV 31-68 – суммарное выявление без дифференциации HPV31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68.
Референс для *Sterptococcus aradactae*:
срок беременности более 37-38 недель – отрицательный результат, все остальные случаи – <4,0 Ig G3/мл.

Виды инфографики на бланке

- индексы индикатор – итоговая оценка состояния микрофлоры (зубиоз, умеренный или выраженный дисбиоз);
- линейная гистограмма – отображение долей нормобиоты, аэробов, анаэробов, микоплазм в микрофлоре;
- столбчатая гистограмма – индивидуальный профиль микроорганизмов.

Терминология и обозначения

Аэробы – факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы. Анаэробы – облигатно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы. Микоплазмы – условно-патогенные генитальные микоплазмы.
Прочери (—) означает отрицательный результат, написание через «/» – суммарное определение.



Результат исследования
в интерактивном
формате на

femoflor.online