



ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО:

Возраст:

Дата взятия биоматериала:

Локус взятия биоматериала:

Идентификатор образца:

Врач:

Итоговый результат



- Состояние микробиоты - **умеренный аэробный дисбиоз**: нормальная микробиота снижена до 72,6%, относительное количество *Lactobacillus* spp. 72,1% (*L.gasseri*/*L.paragasseri*, *L.crispatus*), *Bifidobacterium* spp. < 1%, увеличено относительное количество аэробов.
- **Обнаружено**: *U.urealyticum* (5,1 lg), *M.hominis* (4,8 lg), HPV 18, HPV 31-68 (11 типов).

Контрольные показатели	Ig, ГЭ/мл	Референс
Геномная ДНК человека	6,1	≥ 3,5
Общее количество бактерий	6,7	≥ 4,0



Состояние микробиоты

	Ig, ГЭ/мл	%	Референс	
НОРМОБИОТА, общая доля		72,6%	≥ 80%	
<i>Lactobacillus</i> spp. ¹	6,6	72,1%		
<i>Bifidobacterium</i> spp.	4,5	< 1%		
АЭРОБЫ, общая доля		22,9%		
<i>Staphylococcus</i> spp.	3,7	< 1%		
<i>Streptococcus</i> spp. ²	6,1	22,8%		
<i>Enterobacteriaceae</i>	—	—		
<i>Enterococcus</i> spp.	2,6	< 1%		
<i>Haemophilus</i> spp.	2,3	< 1%		
АНАЭРОБЫ, общая доля		< 1%		
<i>Gardnerella vaginalis</i>	—	—		
<i>Fannyhessea (Atopobium) vaginae</i>	—	—		
<i>Mobiluncus</i> spp.	—	—		
<i>Anaerococcus</i> spp.	4,6	< 1%		
<i>Peptostreptococcus</i> spp.	2,1	< 1%		
<i>Bacteroides</i> spp./ <i>Porphyromonas</i> spp./ <i>Prevotella</i> spp.	3,7	< 1%		
<i>Sneathia</i> spp./ <i>Leptotrichia</i> spp./ <i>Fusobacterium</i> spp.	1,1	< 1%		
<i>Megasphaera</i> spp./ <i>Veillonella</i> spp./ <i>Dialister</i> spp.	3,4	< 1%		
BVAB1/BVAB2/BVAB3	3,5	< 1%		
МИКОПЛАЗМЫ, общая доля		3,4%		
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	5,1	2,3%	< 4,0 lg	
<i>Ureaplasma parvum</i>	—	—	< 4,0 lg	
<i>Mycoplasma hominis</i>	4,8	1,1%	< 4,0 lg	

¹ <i>Lactobacillus</i> spp.	Ig, ГЭ/мл	Доля вида в <i>Lactobacillus</i> spp., %
<i>L.crispatus</i>	4,7	1%
<i>L.gasseri</i> / <i>L.paragasseri</i>	6,6	99%
<i>L.jensenii</i> / <i>L.mulieris</i>	—	—
<i>L.iners</i>	—	—

Дрожжевые грибы	Ig, ГЭ/мл	Референс
<i>Candida</i> spp.	—	< 4,0
<i>Candida albicans</i>	—	< 4,0
² Стрептококк группы В		см. прим.
<i>Streptococcus agalactiae</i>	—	—



ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: _____

Идентификатор образца: _____

Патогены

	Результат	Ig, ГЭ/мл	Референс
ОБЛИГАТНЫЕ ПАТОГЕНЫ			
<i>Chlamydia trachomatis</i>	—	—	—
<i>Mycoplasma genitalium</i>	—	—	—
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	—	—	—
<i>Trichomonas vaginalis</i>	—	—	—
ГЕРПЕСВИРУСЫ			
HSV-1	—	—	—
HSV-2	—	—	—
CMV	—	—	—
ВИРУСЫ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)			
HPV 16	—	—	—
HPV 18	ОБНАРУЖЕНО	6.6	—
HPV 45	—	—	—
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68	ОБНАРУЖЕНО	7.3	—

ВАЖНО!

Итоговый результат формируется при указании локуса взятия биоматериала (V, C).
Интерпретация результата исследования проводится только лечащим врачом!

Дата выполнения исследования _____

Исследование выполнил _____

ФИО

Подпись

Заведующий лабораторией _____

ФИО

Подпись



Больше информации
в интерактивном
бланке на сайте

femoflor.online

ФЕМОФЛОР® II - новое поколение ПЦР-исследований женской микрофлоры. Сохраняя преимущественность ранее разработанных графических решений, в бланке результата ФЕМОФЛОР® II используются три вида инфографики:
- цитотайм-индикатор - итоговая оценка состояния микрофлоры, обновленная версия «светофора» (нормобиоз/умеренный дисбиоз/выраженный дисбиоз);
- линейная гистограмма - графическое отображение долей нормобиоты, аэробов, анаэробов, микоплазм в микрофлоре;
- столбчатая гистограмма - индивидуальный профиль микроорганизмов.
Прочерк (—) означает отрицательный результат.
Streptococcus agalactiae - при сроке беременности больше 37-38 недель референсом является отрицательный результат; во всех остальных случаях - <4.0 Ig, ГЭ/мл.
Больше информации - на femoflor.online.