

**№ 2999 Атопическая панель, специфические IgE к 36 аллергенам (Иммуноблотинг)**
**Интерпретация результатов определения в сыворотке крови антител класса Ig E методом иммуноблотинга**

Для автоматической оценки результатов ингаляционной панели используется программное обеспечение EUROLineScan, при этом интенсивность реакции оценивается в классах аллергореактивности системы EAST (Enzyme-Allergo-Sorbent Test – Ферментный аллерго-сорбционный тест) и составляет 0-6 классов. Классы EAST идентичны концентрации метода RAST (Radio-Allergo-Sorbent Test, Радио-аллерго-сорбционный тест).

Класс	Ед/л (кU/l)	Результат
0	< 0,35	Специфические антитела не выявлены
1	0,35 – 0,7	Очень низкий титр антител, часто отсутствуют клинические симптомы при наличии сенсibilизации
2	0,7 – 3,5	Низкий титр антител, наличие сенсibilизации, в верхнем диапазоне концентраций класса часто присутствуют клинические симптомы
3	3,5 – 17,5	Значительный титр антител, обычно присутствуют клинические симптомы
4	17,5 – 50,0	Высокий титр антител, почти всегда с клиническими симптомами
5	50,0 – 100,0	Очень высокий титр антител
6	≥ 100,0	Чрезвычайно высокий титр антител

**Состав атопической панели**

Группа аллергенов	Код аллергена	Аллерген
Деревья и травы/злаки	w6	Полынь
	w9	Подорожник
	w103	Крапива
	w203	Рапс
	t3	Береза
	t4	Лещина
	t11	Плаган
	g6	Тимофеевка луговая
	gs21	Пыльца злаков смесь (рожь посевная, овес посевной, ячмень посевной, пшеница посевная)
	Домашние животные	e1
e2		Собака
e3		Лошадь
e4		Корова
e82		Кролик
es2		Перья смесь 1 (перья курицы, утки, гуся)
Домашняя пыль	ds1	Клещи домашней пыли смесь 1 ( <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> , <i>Dermatophagoides farina</i> )
Плесневые грибы	ms1	Плесневые грибы смесь 1 ( <i>Penicillium notatum</i> , <i>Cladosporium herbarium</i> , <i>Aspergillus fumigatus</i> , <i>Alternaria alternata</i> )
	m5	<i>Candida albicans</i>
	f245	Яйцо белок+желток
Продукты питания	f2	Коровье молоко
	f81	Сыр чеддер
	f13	Арахис
	f14	Соевые бобы
	f17	Фундук
	f256	Грецкий орех
	f4	Пшеничная мука
	f12	Горох
	f15	Белая фасоль
	f44	Клубника
	fs32	Цитрусовые смесь 2 (грейпфрут, лимон, апельсин, мандарин)
	f26	Свинина
	f27	Говядина
	f83	Мясо курицы
	f49	Яблоко
f3	Треска	
CCD маркер	CCD	Cross-reactive carbohydrate determinants – маркер перекрестной реакции



ID пациента:

Тест:

Allergy EUROLINE Атопическая  
панель Литва\_V2

Создано: 05.09.2024

Лунка:

1

Дата постановки: 05.09.2024

№ 9980

Им	000	03	040	093	127	026	032	144	116	112	14	117	114	113	131	02	045	m5	ms1	ds1	es2	es2	es4	es3	es2	es1	gs21	gs6	111	14	13	112	126	w9	w6	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3718 | 495-29

Антиген	Концентрация	Класс	0	1	2	3	4	5	6
Полынь (w6)	< 0,35 кУЛ	0							
Подорожник (w9)	< 0,35 кУЛ	0							
Крапива (w103)	< 0,35 кУЛ	0							
Рапс (w203)	< 0,35 кУЛ	0							
Берёза (t3)	< 0,35 кУЛ	0							
Лещина (t4)	< 0,35 кУЛ	0							
Платан (t11)	< 0,35 кУЛ	0							
Тимофеевка луговая (g6)	< 0,35 кУЛ	0							
Пыльца злаков смесь (gs21)	< 0,35 кУЛ	0							
Кошка (e1)	< 0,35 кУЛ	0							
Собака (e2)	< 0,35 кУЛ	0							
Лошадь (e3)	< 0,35 кУЛ	0							
Корова (e4)	< 0,35 кУЛ	0							
Кролик (e82)	< 0,35 кУЛ	0							
Перья смесь 1 (es2)	< 0,35 кУЛ	0							
Клещи дом. пыли смесь 1 (ds1)	< 0,35 кУЛ	0							
Плесневые грибы смесь 1 (ms1)	< 0,35 кУЛ	0							
Candida albicans (m5)	< 0,35 кУЛ	0							
Яйцо цельное (f245)	< 0,35 кУЛ	0							
Коровье молоко (f2)	< 0,35 кУЛ	0							
Сыр чеддер (f81)	< 0,35 кУЛ	0							
Арахис (f13)	< 0,35 кУЛ	0							
Соевые бобы (f14)	< 0,35 кУЛ	0							
Фундук (f17)	< 0,35 кУЛ	0							
Грецкий орех (f256)	< 0,35 кУЛ	0							
Пшеничная мука (f4)	< 0,35 кУЛ	0							
Горох (f12)	< 0,35 кУЛ	0							
White Bean (f15)	< 0,35 кУЛ	0							
Клубника (f44)	< 0,35 кУЛ	0							
Цитрусовые смесь 2 (fs32)	< 0,35 кУЛ	0							
Свинина (f26)	< 0,35 кУЛ	0							
Говядина (f27)	< 0,35 кУЛ	0							
Курица (f83)	< 0,35 кУЛ	0							
Яблоко (f49)	< 0,35 кУЛ	0							
Треска (f3)	< 0,35 кУЛ	0							
CCD маркер (CCD)	< 0,35 кУЛ	0							
Индикаторная полоса (Инд)	>= 100 кУЛ	6							
Метка (Et)	< 0,35 кУЛ								



Полоса	Информация о полосе
Пыльца злаков смесь	Включает рожь посевную, овес посевной, ячмень посевной, пшеницу посевную
Перья смесь 1	Включает перья курицы, утки, гуся
Клещи дом. пыли смесь 1	Contains Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae
Плесневые грибы смесь 1	Contains Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata
Яйцо цельное	Включает яичный белок, яичный желток

№ 9930



Подпись: \_\_\_\_\_