

ФЕМОФЛОР®II

Исследование женской микрофлоры

ФИО:

Возраст:

Дата взятия биоматериала:

Локус взятия биоматериала:

Идентификатор образца:

Врач:

Контрольные показатели	Ig, ГЭ/мл	Референс
Геномная ДНК человека	5,9	≥ 3,5
Общее количество бактерий	7,6	≥ 4,0

Итоговый результат

■ Состояние микробиоты - умеренный анаэробный дисбиоз: нормальная микробиота снижена до 79,8%, относительное количество *Lactobacillus* spp. 79,8% (*L.iners*, *L.jensenii*/*L.mulieris*), увеличено относительное количество анаэробов.

■ Обнаружено: *U.parvum* (4,9 Ig).

■ Патогенные микроорганизмы не обнаружены.

■ Нормобиота

нижний порог нормы 80%

■ Аэробы

■ Анаэробы

■ Микоплазмы

Состояние микробиоты

	Ig, ГЭ/мл	%	Референс	
НОРМОБИОТА, общая доля		79,8%	≥ 80%	
<i>Lactobacillus</i> spp. ¹	7,6	79,8%		
<i>Bifidobacterium</i> spp.	—	—		
АЭРОБЫ, общая доля		< 1%		
<i>Staphylococcus</i> spp.	—	—		
<i>Streptococcus</i> spp. ²	—	—		
<i>Enterobacteriaceae</i>	3,4	< 1%		
<i>Enterococcus</i> spp.	—	—		
<i>Haemophilus</i> spp.	—	—		
АНАЭРОБЫ, общая доля		20,0%		
<i>Gardnerella vaginalis</i>	7,0	20,0%		
<i>Fannyhessea</i> (<i>Atopobium</i>) <i>vaginae</i>	< 3,0	< 1%		
<i>Mobiluncus</i> spp.	—	—		
<i>Anaerococcus</i> spp.	< 3,0	< 1%		
<i>Peptostreptococcus</i> spp.	< 3,0	< 1%		
<i>Bacteroides</i> spp./ <i>Porphyromonas</i> spp./ <i>Prevotella</i> spp.	3,2	< 1%		
<i>Sneathia</i> spp./ <i>Leptotrichia</i> spp./ <i>Fusobacterium</i> spp.	—	—		
<i>Megasphaera</i> spp./ <i>Villonella</i> spp./ <i>Dialister</i> spp.	3,6	< 1%		
BVAB1/BVAB2/BVAB3	< 3,0	< 1%		
МИКОПЛАЗМЫ, общая доля		< 1%		
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	—	< 4,0 Ig		
<i>Ureaplasma parvum</i>	4,9	< 1%	< 4,0 Ig	
<i>Mycoplasma hominis</i>	—	—	< 4,0 Ig	

¹ <i>Lactobacillus</i> spp.	Ig, ГЭ/мл	Доля вида в <i>Lactobacillus</i> spp., %
<i>L.crispatus</i>	—	—
<i>L.gasseri</i> / <i>L.paragasseri</i>	—	—
<i>L.jensenii</i> / <i>L.mulieris</i>	4,1	<1%
<i>L.iners</i>	6,7	13%

Дрожжевые грибы	Ig, ГЭ/мл	Референс
<i>Candida</i> spp.	—	< 4,0
<i>Candida albicans</i>	—	< 4,0
² Стрептококк группы В		см.прим.
<i>Streptococcus agalactiae</i>	—	—

ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО:

Идентификатор образца:

Патогены

	Результат	Ig, ГЗ/мл	Референс
ОБЛИГАТНЫЕ ПАТОГЕНЫ			
<i>Chlamydia trachomatis</i>	—	—	—
<i>Mycoplasma genitalium</i>	—	—	—
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	—	—	—
<i>Trichomonas vaginalis</i>	—	—	—
ГЕРПЕСВИРУСЫ			
HSV-1	—	—	—
HSV-2	—	—	—
CMV	—	—	—
ВИРУСЫ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)			
HPV 16	—	—	—
HPV 18	—	—	—
HPV 45	—	—	—
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68	—	—	—

ВАЖНО!
Итоговый результат формируется при указании локуса взятия биоматериала (V, C).
Интерпретация результата исследования проводится только лечащим врачом!

Дата выполнения исследования

2025-10-23

Исследование выполнил

ФИО

Подпись

Заведующий лабораторией

ФИО

Подпись



Больше информации
в интерактивном
бланке на сайте
femoflor.online

ФЕМОФЛОР® II – новое поколение ПЦР-исследований женской микрофлоры. Сохраняя преимущества ранее разработанных графических решений, в бланке результата ФЕМОФЛОР® II используются три вида инфографики:

- индексный индикатор - итоговая оценка состояния микрофлоры, обновленная версия «светафора» (нормобиоз/умеренный дисбиоз/выраженный дисбиоз);
- линейная гистограмма - графическое отображение долей нормобиоты, азарбов, аназарбов, микоплазм в микробиоте;
- столбчатая гистограмма - индивидуальный профиль микроорганизмов.

Прочерк (—) означает отрицательный результат.

Streptococcus agalactiae – при сроке беременности больше 37-38 недель референсом является отрицательный результат; во всех остальных случаях - <4,0 Ig, ГЗ/мл.

Больше информации - на femoflor.online.